

Gilt für:

6046-01: Hygoclave 90 Dampfsterilisator

Benötigte Ersatzteile:

Artikelnummer	9000474001	6046100132	6046100080	6046-000-14	6046100164	6046100088
Bezeichnung	Schmiermittel	Filterset für Wasserbehälter	Türdichtung für Hygoclave 90	Sterilluftfilter	Wartungsset Hygoclave 90	Sicherheitsventil
Abbildung						

Inhalt und Ablauf der Servicetätigkeit:

	Tätigkeit	Ersatzteil	Durchgeführt
Grundreinigung (täglich)	Täglich, vor Arbeitsbeginn Helix-Test durchführen, länderspezifische Vorschriften beachten.		☐
	Bei jedem Einschalten: Automatische Selbstdiagnose		☐
	Vor jeder Sterilisation: (Kammer, Türdichtung, Träger auf Verunreinigungen, Ablagerungen oder Beschädigungen prüfen und Sterilgut sorgfältig reinigen, desinfizieren und pflegen.)		☐
	Wöchentlich, vor Arbeitsbeginn: (Vakuumtest am kalten, trockenen Gerät durchführen und Abdeckung für Ab- und Frischwasserbehälter regelmäßig auf beiden Seiten reinigen und trockenwischen.)		☐
	Bitte überprüfen Sie vor einer Wartung oder Validierung, ob ein neues Firmware-Update zur Verfügung steht unter www.duerrdental.net/services/download-center .		☐
	Zubehörteile (z. B. Tablett, Tablettgriff) reinigen und desinfizieren.		☐
	Bei Verschmutzung: (Gesamtreinigung durchführen siehe "18.2 Gesamtreinigung". Wasserfilter reinigen oder wechseln siehe "18.5 Wasserfilterreinigen oder wechseln". Tablettgriff und Tablett reinigen. Sterilisierkammer reinigen und trocknen und Türdichtung reinigen.)	6046100132	☐
Monatliche Kontrolle	Scharniere prüfen und Türspindel ölen siehe "18.4 Scharniere prüfen und Türspindel schmieren".	9000474001	☐
Jährliche Inspektion	Türdichtung wechseln siehe "18.3 Türdichtung reinigen oder wechseln".	6046100080	☐
2-Jahres Filterwechsel	Luftfilter wechseln siehe "18.6 Luftfilter wechseln".	6046-000-14	☐
2-Jahresprüfung	Wenige Wochen vor erneuter Leistungsbeurteilung (Revalidierung) Wartung durch geschulten Techniker. Änderungen am System müssen bewertet werden und können eine erneute Leistungsbeurteilung nach sich ziehen.	6046100164	☐
	Erneute Leistungsbeurteilung zur Aufrechterhaltung der Wirksamkeit des Verfahrens durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal bzw. Prüflabor siehe auch EN ISO17665-1:2006, DIN SPEC 58929, länderspezifische Vorschriften beachten.		☐

	Elektrische Sicherheitsprüfung, z. B. nach DIN VDE 0701-0702 durchführen lassen, länderspezifische Vorschriften beachten.		☐
4-Jahresprüfung	Sicherheitsventil tauschen lassen. Kundendienst benachrichtigen.	6046100088	☐

Praxis & Datum

Unterschrift: Techniker