

Twiggy®

*kommt nach Deutschland!*



**Ultimate Comfort VS**

Mehr Prophylaxe für Weniger geht nicht!


### Komfort und Qualität

Die Patientenliege ist synchronisiert und elektrisch angetrieben. Eine ergonomische Höhe garantiert einen leichten Zugang. Die Wassereinheit verfügt über ein in sich geschlossenes Reinwassersystem. Der multifunktionale Fußanlasser mit Pedalsteuerung ist einfach zu bedienen und unterstützt einen hervorragenden Arbeitsablauf.

Die Einheit verfügt über ein Speichersystem

- Spülposition
- Letzte Liegenposition
- Licht an-/ ausschalten
- Spraywasser für Instrumente an/ aus

Die Ultimate Comfort VS ist ausgesprochen ergonomisch und effizient für den täglichen Einsatz.



## Patientenliege

- Elektrische Liegenbewegung für schnelle und leise Bewegungen
- Ergonomisches Design für bequemes Sitzen, auch bei langen Behandlungen
- Viel Beinfreiheit für den Zahnarzt
- Polsterung aus hochwertigem Leder
- 5 programmierbare Positionen, plus letzte Position und Ausstiegsposition
- Sicherheitsschalter
- Trendelenburg-Bewegung: Synchronisierte Sitz- und Rückenlehnenbewegung
- Feste linke und bewegliche rechte Armlehne
- Doppelgelenk-Kopfstütze

RITTER DENTAL  
**BLUE LINE**



*Ultimativer Komfort!*

## Arztelemente

Einfache Handhabung und effiziente Behandlungen: Je nach persönlicher Vorliebe, sind zwei verschiedene Versionen erhältlich, die eine einfache Einstellung der Instrumente ermöglichen.

### „S“-Version mit schwingenden Schläuchen

- Untere Trayablage
- Pneumatischer Arm-Bremsmechanismus
- Bis zu 5 Instrumente



### Bedienelement

- Touchpanel mit Röntgenfilmbetrachter
- 5 programmierbare Stuhlpositionen inkl. Speiseposition, Aussteigeposition und Notfall-Position
- Abnehmbare Silikonunterlage zur einfachen Reinigung und Desinfektion („S“-Version)

### „H“-Version mit hängenden Schläuchen

- Untere Trayablage oder optionale obere Trayablage
- Pneumatischer Arm-Bremsmechanismus
- Bis zu 5 Instrumente
- Instrumentenhalterungen mit optischen Sensoren




RITTER DENTAL  
BLUE LINE




## Arbeitsleuchte

**Beleuchtung, wo sie gebraucht wird:  
Die Ritter CoolLite LED mit Sensor**

- 3.000 - 35.000 lx
- Schattenfreie Ausleuchtung
- Abnehmbare, sterilisierbare Griffe
- Realitätsnahe Farbanpassung
- Farbtemperatur 5.000 K





Intraorale Kamera  
mit Monitor

## Fußanlasser

### Modernes Design für Liegenbewegung und Instrumente:

- Großer Fußanlasser für einfache Repositionierung
- Manuelle Steuerung der Liegenbewegungen
- Auf/ Ab von Rückenlehne und Liege

### Programmsteuerung der Liegenbewegungen:

- Spei-Position/ letzte Behandlungsposition
- Frei programmierbare Liegenpositionen
- Einstiegs-/ Ausstiegsposition

### Steuerung der Instrumente:

- Drehzahl-/ Leistungsregelung für das aktive Instrument
- Individueller Spraywasser Ein-/ Aus-Modus für jede Instrumentenleitung

### Tasten:

- Spraywasser für Instrumente
- Spanbläser



Typ Pedal (Standard)




Typ Schieber (Optional)

## Assistenzelement

### Flexibilität für maximale Effizienz

- Integriertes Touchpanel
- Bis zu 4 Instrumente
- Großer und kleiner Saugschlauch
- 3F-Spritze Luzzani




## Arbeitshocker

- Rückenlehne mit fester Position oder dynamischer Bewegung
- Ergonomischer und komfortabler Sitz
- Symmetrische Rückenlehne
- Gas-Hubzylinder
- Fußkreuz verchromt
- Fünf Doppelrollen für Stabilität
- Farblich abgestimmte Polsterung, verfügbar in mehreren Farben
- Erhältlich mit oder ohne Fußring



## Polsterfarben

Für Hocker und Patientenstuhl. Fragen Sie Ihren Dentalhändler nach der Mustermappe.



Abgebildete Muster können in Struktur und Farbe aufgrund des Druckverfahrens abweichen.

## Merkmale und Optionen von "Twiggy®"

- STANDARD
- OPTIONAL

### Patientenliege

- Trendelenburg-Bewegung
- Speichern von Positionen
- Sicherheitsschalter
- Doppelgelenk-Kopfstütze, mechanisch
- Feste linke und bewegliche rechte Armlehne
- Nahtlos gepolstert
- Multifunktionaler Fußanlasser Typ Pedal
- Multifunktionaler Fußanlasser Typ Schieber

### Arztelement

- 3-Funktionsspritze Luzzani
- 2 Ausgänge für Turbine und Luftmotor
- 2. Turbineneinrichtung mit Licht
- 2. Motor bürstenlos LED
- ZEG Ritter E oder S LED
- Polymerisationslicht LED
- Kleiner Röntgenfilmbetrachter
- Untere Trayablage inkl. 2 Normtrays aus Edelstahl
- Obere Trayablage ("S"-Version)



### Assistenzelement

- Bedienfeld
- Bewegliches Assistenzelement
- 3-Funktionsspritze Luzzani
- Großer Saugschlauch
- Kleiner Saugschlauch
- Polymerisationslicht LED

### Wassereinheit

- Schwenkbare Keramikspeischale
- Aqua-Bottle-System (ABS)
- Wasserheizung für Spülglassfüllung
- Vorbereitung für Nassabsaugung
- (mit Platzwahlventil und Wassereingangsgruppe)
- Mundspülbeckenventil Dürr
- Separierung Dürr CS1 inkl. Schwerteilesammler

### Arbeitsleuchte

- Ritter CoolLite LED mit Sensor
- Ritter SunLite LED mit Sensor

### Arbeitshocker

- MobiloFlex 60
- MobiloFlex 60 mit Fußring

### Multimedia

- Intraorale Kamera mit Monitor
- Vorbereitung für Monitor



**Mit Liebe** - zum  
Wohle des Patienten!



Ritter Concept GmbH  
Freiburger Str. 45  
88400 Biberach  
Germany

Fon +49 (0) 7351 / 52 925-10  
Fax +49 (0) 7351 / 52 925-21

sales@ritterconcept.com  
www.ritterconcept.com



Ihr Ritter-Partner:

