



... die Legende lebt in zeitlosem Design !



LOVE
the difference

Patientenstuhl Com4Pilot

Nach einer Piloten-Idee von Dr. Andersen / US Airforce

Freistehend – mit fast
allen bodenmontierten
Behandlungseinheiten
kombinierbar

- 4 Automatik-Programme
- Durchgehende Rückenlehne mit abnehmbarem U-Kopfpolster
- 2 Armlehnen mit Armschlaufen
- Fußschoner
- Polsterfarbe nach Wahl
- Bedienung über Folientastatur seitlich an der Rückenlehne sowie über Fuß-Joystick
- Unterteil drehbar

Folientastatur

Über die Tastaturen (auf beiden Seiten der Rückenlehne) können per Knopfdruck individuell programmierbare Stuhlpositionen abgerufen werden.



Fuß-Joystick

Über den Fuß-Joystick am Standfuß kann der Patientenstuhl in jede gewünschte Arbeitsposition gebracht werden.



Dreh Sperre

Durch Umlegen des Fußhebels wird ein ungewolltes Drehen des Patientenstuhls verhindert.

