



TOPINA



Gigadent Deutsche Dental GmbH

Bleichstrasse 5
D-65830 Kriftel
www.gigadent.de
info@gigadent.de

Telefon: + 49 (0) 61 92 - 92 82 47 0
Fax: + 49 (0) 61 92 - 92 82 47 1

MADE IN GERMANY



Änderungen vorbehalten
Ausgabe 2016
© Gigadent Deutsche Dental GmbH

MADE IN GERMANY



Gigadent
Mobile Dental Units

TOPINA Absaugungen

Autarke, fahrbare Absaugungen für den mobilen Einsatz.
Das sehr leise und saugstarke Aggregat bietet höchsten Saugkomfort.
Für die Inbetriebnahme wird lediglich eine 230 V Steckdose benötigt.



TOPINA

Selektive Cattani Schlauchablage GK

- großer Sauger
 - kleiner Sauger
- » Filterentnahme seitlich
- » Sekretbehälter zur manuellen Entleerung
- » automatische Füllstandsabschaltung



TOPINA ECO

Selektive Dürr Schlauchablage GFK

- großer Sauger mit Drehgelenk
- Filterelement
- kleiner Sauger

alternativ:

Selektive Dürr Schlauchablage GFGK

- großer Sauger mit Trichter
 - Filterelement
 - großer Sauger mit Drehgelenk
 - kleiner Sauger
- » Filterentnahme nach oben
- » Sekretbehälter zur manuellen Entleerung
- » automatische Füllstandsabschaltung

Alle TOPINA Modelle verfügen, im Gegensatz zu anderen mobilen Absaugungen, über einen HEPA H13 Abluftfilter .



TOPINA ECO II

Selektive Dürr Schlauchablage GFK

- großer Sauger mit Drehgelenk
- Filterelement
- kleiner Sauger

alternativ:

Selektive Dürr Schlauchablage GFGK

- großer Sauger mit Trichter
- Filterelement
- großer Sauger mit Drehgelenk
- kleiner Sauger

- » Filterentnahme nach oben
- » Sekretbehälter zur manuellen Entleerung
- » automatische Füllstandsabschaltung
- » Dürr Amalgamabscheider CAS 1

Technische Daten:

	TOPINA	TOPINA ECO	TOPINA ECO II
Schlauchablage:	Selektiv GK	Selektiv GFK/GFGK	
Amalgamabscheider:			Dürr CAS 1
Saugvolumen:	300 ltr/min	300 ltr/min	280 ltr/min
Sekretbehälter:		5 Liter	
Netzspannung:		230 V 50/60 Hz	
Einschaltdauer:		100 %	
Gehäusefarbe:		RAL 9016	
Größe LxBxH:	565x350x895 mm	565x350x895 mm	565x350x942 mm